

Kolophonium

Flussmittel mit der Zugabe von Aktivatoren, welche das Löten erleichtern (ISO 9454-1 typ 1131 / J-STD-004 ROL0). Das Produkt hat eine Aktivität ähnlich der Lotpaste. Verwendet als Basis für den Referenzflussmittel (25% ige Lösung in Isopropylalkohol).

Physikochemische Eigenschaften	
Farbe in der Livibond-Skala	WW
Substanzen in Toluol löslich	max. 0,05 %
Einweichungstemperatur	min. 78 °C
Säurezahl	160-190 mg KOH/g
Aschengehalt	max. 0,04 %
Jodzahl	5-25 gI ₂ /100g
Seifenzahl	170-220 mg KOH/g
Gehalt an flüchtigen Fetten	max. 2 %

Anwendung:

- sehr gutes Flussmittel während des Lötens mit Legierung aus Blei-Zinn;
- verwendet als Basis für den Referenzflussmittel (25%ige Lösung in Isopropylalkohol).

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
20ml	Metallbox	40	ART.AGT-033
40g	Metallbox	50	ART.AGT-034
100ml	Metallbox	20	ART.AGT-035
500g	Druckverschlussbeutel	1	ART.AGT-094
1kg	Kunststoffbox	1	ART.AGT-268

Lagerung:

In dicht verschlossenen, gekennzeichneten Behältern lagern, an trockenen, kühlen, gut belüfteten Orten Temp. 5-25 °C. Nicht mit Oxidationsmitteln lagern. Fern von Hitze, heißen Oberflächen, Funken und offenem Feuer halten. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.